

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES



Les gants jetables en nitrile bleu **SuperNitricecs PF** offrent une protection fiable et polyvalente pour une variété d'applications. Ils sont conçus pour une résistance élevée aux perforations tout en offrant une dextérité améliorée pour une manipulation précise. De plus, leur confort exceptionnel les rend agréables à porter toute la journée.

- Gants jetables en nitrile bleu.
- Usage médical, thérapeutique, alimentaire et industriel.
- Extrémités des doigts micro-texturées pour une meilleure adhérence.
- Très résistants et sûrs.
- Adaptés au contact alimentaire.
- Ambidextres.
- AQL 1,5.
- Durée de vie : 5 ans.

RÉGLEMENTATION

Classe I : Dispositif Médical selon le Règlement UE 2017/725, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 et ASTM D-6978-5

Catégorie III : Équipement de protection individuelle (EPI) selon le règlement UE 2016/425, dont les normes sont : EN 21240:2020, EN 374-1:2016+A1 : 2018 Type B, EN 374-4:2019, EN 374-5 :2016

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les délicatement.

Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des poubelles adaptées au tri sélectif, conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Taille	Boîte	Carton	Longueur en mm	Largeur en mm	Épaisseur minimale en mm	
						Doigt	Paume
28501	XS	100 unités	10 boîtes	240	80 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
28502	S	100 unités	10 boîtes	240	85 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
28503	M	100 unités	10 boîtes	240	95 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
28504	L	100 unités	10 boîtes	240	105 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
28505	XL	100 unités	10 boîtes	240	115 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02

Avant de vieillir

Résistance

Min. 6N

Élasticité

500%

Après vieillissement

Résistance

Min. 6N

Élasticité

400%

CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site Internet



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com