

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES



Les gants jetables **Nitricsecs Negro** en nitrile noir sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des secteurs du tatouage, des salons de beauté, de l'automobile et de la restauration. Leur couleur distinctive et leur épaisseur offrent une protection supérieure, tandis que leur texture unique assure une prise ferme et inspire une confiance totale à l'utilisateur.

- Gants jetables en nitrile noir.
- Extrémités des doigts micro-texturées pour une meilleure adhérence.
- Très résistants et sûrs.
- Adaptés au contact alimentaire.
- Ambidextres.
- AQL 1,5.
- Durée de vie : 5 ans.

RÉGLEMENTATION

Classe I : Dispositif médical en accord avec le règlement de l'UE 2017/745, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Catégorie III : Équipement de Protection Individuelle (EPI) en accord avec le règlement UE 2016/425, dont les normes sont : EN 21420:2020, EN 374-1:2016 + A1:2018 Type B, EN 374-4:2019, EN 374-5:2016.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les délicatement.

Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des poubelles adaptées au tri sélectif, conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Taille	Boite	Carton	Longueur en mm	Largeur en mm	Épaisseur minimale en mm	
						Doigt	Paume
66002	S	100 unités	10 boîtes	240	85 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
66003	M	100 unités	10 boîtes	240	95 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
66004	L	100 unités	10 boîtes	240	105 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
66005	XL	100 unités	10 boîtes	240	115 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02

Avant de vieillir

Résistance	Élasticité
Min. 6N	600%

Après vieillissement

Résistance	Élasticité
Min. 6N	500%

CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site Internet



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
(+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com