

**DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES**


Les gants jetables **Laticecs PF** sont des gants en latex naturel sans poudre, conçus pour offrir une protection supérieure sans l'inconvénient de la poudre. Équipement de protection pour les applications médicales, thérapeutiques et industrielles.

- Fabriqués en latex naturel sans poudre.
- Surface micro-texturée au niveau des extrémités des doigts pour une meilleure adhérence.
- Grande résistance pour un niveau élevé de sécurité.
- Ambidextres pour une utilisation pratique par les utilisateurs droitiers et gauchers.
- AQL 1,5 pour une qualité constante.
- Durée de vie : 5 ans.

**RÉGLEMENTATION**

**Classe I** : Dispositif médical en accord avec le règlement de l'UE 2017/745, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

**Catégorie III** : Équipement de protection individuelle (EPI) en accord avec le règlement de l'UE 2016/425, dont les normes sont EN 21420:2020, EN 374-1:2016 + A1:2018 Type B, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Il est important de prendre en compte que les gants en latex peuvent provoquer des réactions allergiques. En cas d'allergie, consultez immédiatement un médecin.

Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les délicatement. Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des conteneurs appropriés pour le tri des déchets, conformément à la réglementation en vigueur.

**CARACTÉRISTIQUES**

| Référence | Taille | Boîte      | Carton    | Longueur en mm | Largeur en mm | Épaisseur minimale en mm |             |
|-----------|--------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|-------------|
|           |        |            |           |                |               | Doigt                    | Paume       |
| 28011     | XS     | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 80 ± 5        | 0,12 ± 0,02              | 0,10 ± 0,02 |
| 28012     | S      | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 85 ± 5        | 0,12 ± 0,02              | 0,10 ± 0,02 |
| 28013     | M      | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 95 ± 5        | 0,12 ± 0,02              | 0,10 ± 0,02 |
| 28014     | L      | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 105 ± 5       | 0,12 ± 0,02              | 0,10 ± 0,02 |
| 28015     | XL     | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 115 ± 5       | 0,12 ± 0,02              | 0,10 ± 0,02 |

**Avant de vieillir**

| Résistance | Élasticité |
|------------|------------|
| 18 mpa     | 650%       |

**Après vieillissement**

| Résistance | Élasticité |
|------------|------------|
| 14 Mpa.    | 500%       |

**CONTACTEZ-NOUS**

Visitez notre site Internet



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)  
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com